

INFOPHARM®

Gegenscannen


November 2018

Sie können Artikel gegenscanen, die im Verkaufsvorgang auf Grund einer gesetzlichen Vorgabe (WSG, aut idem, Festbetrag oder Reimport) ausgetauscht werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass der korrekte Artikel aus dem Generalalphabet geholt worden ist.

Bei manuell eingegebenen Artikeln kann außerdem unterschieden werden, ob nur BTM oder alle Artikel gegenscannt werden müssen.

1 Konfiguration Gegenscannen

Das Gegenscannen kann über "Funktion > Konfiguration > Sonstiges > WSG Krankenkasse/Gegenscan" eingestellt werden.



Sie können Artikel gegenscanen, die im Verkaufsvorgang auf Grund einer gesetzlichen Vorgabe (WSG, aut idem, Festbetrag oder Reimport) ausgetauscht werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass der korrekte Artikel aus dem Generalalphabet geholt worden ist.

Sie haben die Möglichkeit, dass das Gegenscannen bei Abschluss Vorgang oder Kassieren erfolgt.

Eingestellte Konfiguration	Beschreibung
Bei Abschluss Vorgang	Der Gegenscan-Dialog öffnet sich dann, wenn Sie die Schaltfläche "Abgabe/Rezeptdruck" betätigen und im Vorgang ausgetauschte Artikel enthalten sind.
Beim Kassieren	Der Gegenscan-Dialog öffnet sich dann, wenn Sie die Schaltfläche "Kassieren" betätigen und im Verkauf ausgetauschte Artikel enthalten sind.
Volle Menge gegenscannen	Haben Sie das Kontrollfeld aktiviert, sind nach Abschluss des Vorgangs oder beim Kassieren alle Artikel unabhängig von der Packungsanzahl zu scannen.

2 Auslösen des Gegenscan-Dialogs

Es öffnet sich immer dann ein Dialog um Artikel gegenscannen zu können, wenn

- die dazugehörige Konfiguration aktiviert ist
- das Rezept einen Artikel enthält, der ersetzt wurde



Ist das Gegenscannen **nicht** konfiguriert, erscheint weder der Scan-Dialog, noch werden die Artikel eingefärbt oder es erscheint der Aufforderungstext.

Es werden nur die Artikel angezeigt, die nach der WSG-, aut-idem-, Reimport- oder Festbetrags-Regelung ausgetauscht werden müssen.

Artikel mit Bestand erhalten vor dem Scannen einen gelben Hintergrund. Unter dem Artikel wird die Aufforderung "bitte gegenscannen" angezeigt. **Artikel ohne Bestand** erhalten einen weißen Hintergrund, unter dem Artikel wird "kein Bestand" angezeigt. Der Artikel kann trotzdem gescannt werden.

Geben Sie die PZN des ausgetauschten Artikels ein oder scannen Sie diese ab.

Artikel

Gegenscannen

Bitte scannen Sie die Artikel


Artikel	Anbieter	PZN	Menge	Bestand	Status	OK
ASS 100 - 1A PHARMA TAB 50St bitte gegenscannen	1APHA	08612406	1	13	0	↑

Status des letzten Scanvorgangs

Drucken OK Abbrechen

2.1 Status des letzten Scanvorgangs

Nach dem Scan eines Artikels wird eine kurze Statusmeldung zum Artikel angezeigt.



Artikel




Gegenscannen
Bitte scannen Sie die Artikel

Artikel	Anbieter	PZN	Menge	Bestand	Status	OK
▶ PROSPAN HUSTENSAFT FLE 100ml (PZN: 08585997)	ENGEL	08585997	1	97	✓	0
NUROFEN IMMEDIA 400 MG FTA 24St bitte gegenscanen	RECKI	08794459	1	5		0


Status des letzten Scanvorgangs
PROSPAN HUSTENSAFT - Scannen vollständig

Drucken OK Abbrechen

Folgende Statusmeldungen sind möglich:

Statusmeldung	Beschreibung
Scannen OK	Der Artikel ist im Scan-Dialog enthalten und das Scannen war erfolgreich. 
Nicht im Scan-Dialog enthalten	Scannen Sie einen Artikel ein, der nicht im Scan-Dialog enthalten ist, wird diese Meldung angezeigt. 
Scannen bereits erfolgt	Der Artikel wurde bereits gescannt.  Dieser Hinweis wird immer dann angezeigt, wenn derselbe Artikel mehr als einmal gescannt wird. Die verkaufte Menge erhöht sich nicht. Es wird nicht die Menge des Artikels überprüft, sondern es wird verglichen, ob der richtige Artikel gescannt wurde.

Wurde ein Artikel gescannt, wird in der Spalte "Status" ein grünes Häkchen angezeigt.



Gegenscannen
Bitte scannen Sie die Artikel

Artikel	Anbieter	PZN	Menge	Bestand	Status
▶ PROSPAN HUSTENSAFT FLE 100ml (PZN: 08585997)	ENGEL	08585997	1	97	✓

Dadurch können bereits gescannte Artikel von Artikeln ohne Bestand unterschieden werden, da beide mit einem weißen Hintergrund angezeigt werden. Außerdem wird bei Artikeln mit Bestand die Aufforderung zum Scannen entfernt.



Sobald alle im Scan-Dialog enthaltenen Artikel einen weißen Hintergrund haben, wird der Scan-Dialog geschlossen.

Haben jedoch alle ausgetauschten keinen Bestand, schließt der Dialog nicht automatisch. Hier müssen Sie den Dialog mit OK beenden, es sei denn es wurden alle Artikel erfolgreich gegengeschannt.

2.2 Buttons

Über die Buttons am unteren Rand des Dialogs haben Sie folgende Möglichkeiten:

Button	Beschreibung
Drucken	Nach Anwahl des Buttons Drucken wird ein Beleg auf dem Bondrukker ausgegeben, auf dem die abzugebenden Artikel aufgedruckt sind. Es werden alle abzugebenden Artikel des Verkaufs oder Vorgangs gedruckt. Die ausgetauschten Artikel werden mit einer zweiten Artikelzeile "Bitte gegenscannen" oder "Kein Bestand" ergänzt.
OK	<p>Haben Sie alle Artikel gescannt, schließen Sie den Dialog über den Button OK ab.</p> <div data-bbox="360 1066 448 1151" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="505 1097 1434 1207" data-label="Text"> <p>Wurden noch nicht alle zum Gegenscannen markierten Artikel gescannt und Sie schließen den Dialog über den Button OK wird folgende Meldung angezeigt:</p> </div> <div data-bbox="505 1209 1032 1603" data-label="Image"> </div>

3 Sonderfälle

Bei aktivierter Konfiguration können folgende Sonderfälle auftreten, wenn Artikel, die ausgetauscht wurden, im Verkauf / Vorgang enthalten sind.

3.1 Abbruch bei "Bar / Total"

Haben Sie in der Konfiguration des POS-Dialogs "Scan beim Kassieren" eingestellt und der Scan-Dialog oder das darauffolgende Kassieren-Fenster wird abgebrochen, gelangen Sie wieder zurück zum POS-Dialog, wie er bei Auslösen der Funktion "Kassieren" verlassen wurde.

3.2 Vorablieferung

Der Scan-Dialog öffnet sich bei der Eingabe einer Vorablieferung.



Bei einer nachträglichen Bearbeitung der Vorablieferung öffnet sich der Scan-Dialog jedoch nicht mehr, da die Artikel bereits abgegeben wurden.

Für neue, zusätzlich eingegebene Artikel öffnet sich der Dialog ebenso.

3.3 Redigiertes Rezept / Teillieferung

Bei redigierten Rezepten öffnet sich der Scan-Dialog nur für komplett neu dazugekommene Artikel.

Bei Mengenänderung eines bereits eingegebenen Artikels öffnet sich der Scan-Dialog **nicht**.

3.4 Zurückholen

Haben Sie in der Konfiguration des POS-Dialogs "Scan bei Abschluss Vorgang" eingestellt, öffnet sich der Scan-Dialog erneut beim Abschluss des Vorgangs wenn der Vorgang zurückgeholt wurde und komplett neue Artikel dazugekommen sind.

Bei Mengenänderung eines bereits eingegebenen Artikels öffnet sich der Scan-Dialog **nicht**.

4 Gegenscannen über das Menü

Das Gegenscannen kann für den kompletten Verkauf oder für den kompletten Vorgang auch über das Menü ausgelöst werden. Die Auswahl erfolgt für

- den kompletten **Verkauf** über "Funktion > Verkauf gegenscannen (§)"
- den kompletten **Vorgang** über "Vorgang > Vorgang gegenscannen (§)"

Nach Auswahl des jeweiligen Menüpunkts öffnet sich der Scan-Dialog. Alle ausgetauschten Artikel des kompletten Verkaufs / Vorgangs, die bis zur Auslösung der Funktion eingegebenen wurden, werden im Dialog angezeigt.

Der Menüpunkt ist ausgegraut (inaktiv), wenn der Verkauf / Vorgang keine ausgetauschten Artikel enthält.

5 Kassenjournal

Artikel, die nicht gescannt, aber trotzdem übernommen wurden, werden in das Kassenjournal eingetragen.